

- 1** Clearly & accurately fill in the request form with the following information as requested;

- Your Surname
- Your First Name
- Your Date of Birth
- Your Updated Contact Information
- Date and Time the sample was collected



- 2** Wash your hands.



- 3** Open the collection tube package & remove the swab from the tube.



DO NOT LET THE WHITE TIP TOUCH ANYTHING!

- 4** Insert the swab into your vagina & keep the swab straight when sampling.



- 5** Rotate the swab five times, then remove the swab, keeping it straight.



- 6** Place the swab back into the tube & tighten the cap securely.



- 7** Put the completed sample tube in the zip-lock section of the biohazard bag and place the completed lab form inside the front pouch.



- 8** Return the biohazard bag to the lab for testing.



HAVE ANY QUESTIONS? CONTACT US!

+1(721) 542-2518 EXT. 1045 OR EXT. 1042 cytology@sls.sx

M-F 9am – 4pm

- 1** Complete clara y correctamente el formulario de solicitud con la siguiente información según se solicita;

- Su apellido
- Su nombre
- Su fecha de nacimiento
- Su información de contacto actualizada
- Fecha y hora en que se recolectó la muestra



- 2** Lávese las manos.



- 3** Abra el paquete del tubo de recolección y retire el hisopo del tubo.



¡POR FAVOR, NO DEJE QUE LA PUNTA BLANCA TOQUE NADA!

- 4** Inserte el hisopo en su vagina y manténgalo recto durante la toma de la muestra.



- 5** Gire el hisopo cinco veces, luego retire el hisopo manteniéndolo recto.



- 6** Coloque el hisopo en el tubo & ajuste bien la tapa.



- 7** Coloque el tubo de muestra completo en la sección con cierre del bolso de bioseguridad y coloque el formulario de laboratorio completo dentro del bolsillo frontal.



- 8** Devuelva el bolso de bioseguridad al laboratorio para su análisis.



¿TIENE PREGUNTAS? ¡CONTÁCTENOS!

+1(721) 542-2518 EXT. 1045 OR EXT. 1042 cytology@sls.sx

M-F 9am – 4pm

- 1** Remplissez clairement et avec précision le formulaire de demande avec les informations suivantes selon la demande;

- Votre nom de famille
- Votre prénom
- Votre date de naissance
- Vos coordonnées à jour
- Date et heure du prélèvement



- 2** Lavez-vous les mains.



- 3** Ouvrez le paquet contenant le tube de prélèvement et retirez l'écouvillon du tube.



NE LAISSEZ PAS L'EMBOÛT BLANC TOUCHER QUOI QUE CE SOIT!

- 4** Insérez l'écouvillon dans votre vagin et maintenez-le droit lors du prélèvement.



- 5** Faites tourner l'écouvillon cinq fois, puis retirez-le en le maintenant droit.



- 6** Remettez l'écouvillon dans le tube et vissez bien le bouchon.



- 7** Placez le tube de prélèvement complété dans la section à fermeture éclair du sac de biosécurité et placez le formulaire de laboratoire complété dans la poche frontale.



- 8** Retournez le sac de biosécurité au laboratoire pour analyse.



DES QUESTIONS? CONTACTEZ-NOUS!

+1(721) 542-2518 EXT. 1045 OR EXT. 1042 cytology@sls.sx

M-F 9am – 4pm